

mectron

WE  PRO
PHYLAXIS

 NOUVEAUTÉS 2017

SMILES

→ STARLIGHT UNO COLOREZ VOTRE TRAVAIL

Nouvelle lampe à polymériser LED.
Nouvelles couleurs !
Légèreté extrême et manipulation
facile pour des prestations de
polymérisation extraordinaires,
batterie interchangeable ...
caractéristiques gagnantes tout en
proposant un rapport qualité-prix
des plus convaincant.

→ STARLIGHT UNO

1 pièce à main, 1 unité de recharge

Couleur	N° référence	Prix TTC en €
<input type="checkbox"/> blanc	05100092	470.00
<input type="checkbox"/> gris	05100093	470.00
<input type="checkbox"/> turquoise	05100094	470.00
<input type="checkbox"/> jaune	05100095	470.00
<input type="checkbox"/> bleu	05100096	470.00
<input type="checkbox"/> violet	05100097	470.00





disponible à partir de Juin 2017

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dimensions (l x Ø en mm.):

190 x 21

poids:

77 g

source lumineuse:

LED avec optique haute luminosité

longueur d'onde:

longueur d'onde 440-480 nm

(longueur d'onde dominante 440-465 nm)

puissance:

> 1.500 mW/cm²

durée de vie moyenne:

1.800.000 cycles de 20 secondes

batterie:

batterie au Lithium-ion – interchangeable
(sans effet mémoire)

capacité de la batterie:

charge suffisante pour 240 cycles de 10 secondes

temps nécessaire pour recharger la batterie:

4 heures (240 min)

garantie:

3 ans sur la pièce à main

(1 an sur la batterie)

→ ACCESSOIRES STARLIGHT UNO

Produit	N° référence	Prix TTC en €
batterie starlight uno	03020222	95.00
gaines de protection (500 pièces)	03230015	72.00
protection optique (paquet de 2 pièces)	02900130	10.00

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dimensions (l x l x h en mm):

200 x 90 x 50

alimentation d'eau:

0 – 3.0 bar

alimentation d'air:

2.0 – 3.0 bar

garantie:

1 an

→ STARJET ÉQUIPEMENT STANDARD

Composants

1 starjet

1 buse aéro-polissage 90°

1 buse aéro-polissage 120°

1 bouteille de poudre de prophylaxie (250 g)

1 bouteille de poudre de glycine (160 g)

Produit	N° référence	Prix TTC en €
starjet standard (BienAir)	05150074-001	1420.00
starjet standard (KaVo)	05150075-001	1420.00
starjet standard (Sirona)	05150076-001	1420.00
starjet standard (W&H)	05150077-001	1420.00
starjet standard (Midwest)	05150078-001	1420.00
starjet standard (Borden)	05150079-001	1420.00
starjet standard (NSK)	05150080-001	1420.00

→ STARJET ADOPTEZ LE NOUVEL AÉRO-POLISSEUR TOUT EN UN



deux indications en un seul appareil – en tournant tout simplement un interrupteur vous pourrez effectuer une prophylaxie complète: supra et sous-gingivale

- le maximum de flexibilité: un seul appareil qui permet de gérer poudre de bicarbonate et poudre de glycine
- accès optimal grâce à trois différentes buses aéro-polissage – 90°, 120° et PARO
- chambre à poudre avec semi-sphère transparente pour un contrôle optimal du niveau de poudre
- remplissage de poudre facile grâce à l'ouverture latérale



disponible à partir de Juin 2017

→ STARJET ÉQUIPEMENT PARO

Composants

- 1 starjet
- 1 buse aéro-polissage 90°
- 1 buse aéro-polissage 120°
- 1 buse aéro-polissage PARO
- 1 boîte d'embouts de paro (40 pièces)
- 1 clé K9
- 1 bouteille de poudre de prophylaxie (250 g)
- 1 bouteille de poudre de glycine (160 g)


Produit	N° référence	Prix TTC en €
starjet perio (BienAir)	05150074-002	1 670.00
starjet perio (KaVo)	05150075-002	1 670.00
starjet perio (Sirona)	05150076-002	1 670.00
starjet perio (W&H)	05150077-002	1 670.00
starjet perio (Midwest)	05150078-002	1 670.00
starjet perio (Borden)	05150079-002	1 670.00
starjet perio (NSK)	05150080-002	1 670.00



→ GLYCINE POWDER

Produit	N° référence	Prix TTC en €
1 paquet de 2 bouteilles (160 g chacune)	03140007	63.00

RESTORATIVE MODE PULSE MODE



→ Pulse Mode

Le PULSE MODE (niveau 6 de la fonction extraction/prosthetics) transforme l'onde sinusoïdale traditionnelle formée par l'oscillation ultrasonique (fonction standard) en un nouveau profil, caractérisé par des pics de puissance spécifiques, ce qui entraîne une performance optimisée pour les extractions et la prothèse.

→ MULTIPIEZO *white*

Composants

- 1 multipiezo *white*
- 1 pièce à main LED ultrasonique
- 3 inserts: S1 et S6 (scaling), P10 (perio)
- 2 bouteilles (500 ml)
- 2 couvercles à visser de sécurité
- 1 clé de serrage K6

N° référence

05060025

Prix TTC in €

2 620.00

→ MULTIPIEZO *white* PLUS DE CLARTÉ




disponible à partir de Juillet 2017





→ FONCTION
EXTRACTION

STANDARD MODE
SOFT MODE



→ **Soft Mode**

- Réglage spécifique pour un mouvement très doux de l'insert sans perte d'efficacité
- Un maximum de confort pour les patients sensibles

→ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

dimensions (l x l x h en mm):

320 x 230 x 145

poids:

2.4 kg

fréquence de travail:

24.000 – 36.000 Hz

types de puissance:

3 fonctions avec 7 niveaux de puissance réglables, fonction soft-mode

système d'irrigation:

avec bouteille escamotable

réglage irrigation:

7 niveaux de réglage

débit de la pompe péristaltique:

de 0 à 28 ml

garantie:

2 ans sur l'appareil

(1 an sur la pièce à main)



→ **KIT CONNEXION RÉSEAU D'EAU**

connectez le multipiezo white sur votre réseau d'eau


N° référence

02900113

Prix TTC in €

466.00

→ INSERT S1 SLIM LA FORME IDÉALE POUR UNE PROPHYLAXIE PARFAITE: SUPRA ET SOUS-GINGIVALE



→ INSERT SCALING S1-S

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert S1-S	02960009	83.00

Curette universelle longue de section triangulaire légèrement courbée. Efficace pour l'ablation du tartre supra-gingival et pour l'élimination de calculs et du biofilm sous-gingivaux.

WE PROPHYLAXIS



→ **MECTRON**
SPRING
MEETING 2017

LE 23 JUIN 2017
PALAZZO FRANCHETTI
VENISE, ITALIE

INSCRIPTIONS
À NE PAS MANQUER
L'ÉDITION DU 25 MAI 2018
CLOSES!



→ NOUVELLES TECHNIQUES PIÉZOÉLECTRIQUES POUR SIMPLIFIER LA PRATIQUE CLINIQUE AU QUOTIDIEN

- | | | | |
|-------|--|-------|---|
| 8.30 | Accueil des participants | 13.30 | Expansion de crête – technique chirurgicale innovante grâce à la combinaison d’instruments piézoélectriques et expandeurs osseux
Dr. Rosario Sentineri |
| 9.00 | Préparation ultrasonique du site implantaire : avantages cliniques dans la pratique quotidienne
Dr. Claudio Stacchi | 15.00 | Pause café |
| 10.30 | Pause café | 15.30 | Techniques d’élévation du sinus revisités : nouveaux protocoles opératoires par voie crestale et latérale
Prof. Tomaso Vercellotti |
| 11.00 | Élongation de couronne clinique : techniques et technologies
Prof. Leonardo Trombelli | 17.00 | Discussion |
| 12.30 | Déjeuner | 17.30 | Clôture du congrès et toast final à partager avec l’ensemble des participants |

Cet événement sera une occasion privilégiée pour les participants pour apprendre les techniques consacrées à une utilisation au quotidien de l'appareil PIEZOSURGERY®, à travers une méthode innovante focalisée sur les protocoles cliniques.

→ DATE

le 23 juin 2017
8h30 – 17h30

→ PARTICIPANTS

Numéro limité, max 170

→ FRAIS D'INSCRIPTIONS

Jusqu'au 31 mars inclus: inscription au tarif préférentiel de 390,00 € TTC
à partir du 1er Avril: 450,00 € TTC
les clients Mectron pourront bénéficier du tarif préférentiel de 190,00 € TTC

→ LANGUES

anglais et italien

→ LIEU DE L'ÉVÉNEMENT


Palazzo Franchetti - Venise - Italie
www.palazzofranchetti.it

→ RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Eve-Lab, Florence, Italie
Tél. : +39 055 0671000
@ : nora.naldini@eve-lab.it

- risque minimal de perforer de façon accidentelle la membrane sinusienne
- nouvel insert SLC qui permet d'affiner la paroi osseuse avec le maximum de sécurité et un surprenant contrôle intra-opératoire
- nouvel insert SLO-H pour ostéotomie qui réunit efficacité et sécurité
- nouveau séparateur SLS, plus fin, plus efficace, irrigation interne, pour plus de sécurité
- nouveaux éleveurs (SLE1, SLE2) avec partie terminale effilée pour couper les fibres de Sharpey de l'endoste, celui-ci protégé par la convexité du terminal
- nouvel éleveur SLE1 pour le début de l'élévation de la membrane du plancher sinusien
- nouvel éleveur SLE2 pour finaliser l'élévation de la paroi palatine

→ SURÉLÉVATION DU SINUS PAR VOIE LATÉRALE AVEC PIEZOSURGERY® – PROTOCOLE PERFECTIONNÉ




→ LA TECHNIQUE AVEC LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ VALIDÉE EN LITTÉRATURE



1 insert SLC – affinement de la paroi latérale



2 insert SLO-H – ostéotomie de la fenêtre osseuse



3 insert SLO-H – décollement de la fenêtre osseuse



4 pince anatomique – enlèvement de la fenêtre osseuse



5 insert SLS – séparation de la membrane sinusienne



6 insert SLE1 – élévation de la membrane du plancher sinusien



7 insert SLE2 – élévation de la membrane de la paroi palatine



8 greffe endosinusienne



9 pose de la membrane obturatrice



→ INSERTS ET KIT SINUS LIFT LATERAL




Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert SLC	03380013	144.00
Affinement de la paroi osseuse afin de permettre l'accès latérale à la membrane sinusienne		
insert SLO-H	03370025	185.00
Pour terminer l'ostéotomie de la fenêtre osseuse et accéder à la membrane sinusienne		
insert SLS	03390006	114.00
Séparation de la membrane de la paroi osseuse vestibulaire		
insert SLE1	03390007	155.00
Élévation de la membrane du plancher sinusien		
insert SLE2	03390008	155.00
Élévation de la membrane de la paroi palatine		
kit sinus lift lateral	01520023	714.00
contenu: inserts SLC, SLO-H, SLS, SLE1 et SLE2		




→ anneau osseux du plancher sinusien pour le maximum de sécurité opératoire




→ TECHNIQUE PIEZO-LIFT: le mouvement de l'insert PL3 est semblable à un piston à l'intérieur d'un cylindre




→ NOUVELLE TECHNIQUE PIEZO-LIFT LE MAXIMUM DE SÉCURITÉ DANS LA SURÉLÉVATION DU SINUS PAR TECHNIQUE D'APPROCHE CRESTALE



→ nouveau protocole opératoire réalisé en collaboration avec le Prof. Tomaso Vercellotti





- 1 atteinte du plancher sinusien
- 2 préparation cylindrique du site
- 3 érosion du plancher sinusien et
PIEZO-LIFT de la membrane
- 4 greffe osseuse avec effet de cavitation
- 5 surélévation du sinus en toute sécurité
- 6 enlèvement de l'anneau osseux de sécurité
- 7 technique de greffe osseuse
- 8 pose de l'implant



→ INSERTS ET KIT PIEZO-LIFT

Produit	N° référence	Prix TTC en €
insert PL1	03370026	185.00
Atteinte du plancher sinusien et enlèvement de l'anneau osseux en toute sécurité		
insert PL2	03370027	220.00
Érosion du plancher sinusien et soulèvement initial de la membrane sinusienne		
insert PL3	03370028	220.00
Élimination du cortex basal sinusien et élévation de la membrane dans la procédure d'élévation du sinus par voie crestale		
kit piezo-lift	01520024	590.00
contenu: inserts PL1, PL2 et PL3		

Pour la France

 **N° Vert 0800 91 57 26**

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

→ mectronfrance@mectron.fr

→ www.mectron.fr

mectron s.p.a.,
via Loreto 15/A, 16042 Carasco (Ge), Italia,
tel +39 0185 35361, fax +39 0185 351374

→ mectron@mectron.com

→ www.mectron.com

© Copyright mectron S.p.A., Carasco, Italie
Tous droits réservés. Les textes, images, photos et graphiques des
brochures mectron sont protégés par le droit d'auteur et par d'autres
dispositions légales en matière de protection. Sans autorisation écrite
de mectron S.p.A., le contenu ne peut être copié, diffusé, modifié ou
rendu accessible à des tiers à des fins commerciales.